

CABINA LED OMEGA LIGHT 7 COLORES

-DISPOSITIVO FACIAL Y CORPORAL



PRODERMIC.COM.AR



[PRODERMIC](https://www.instagram.com/PRODERMIC)

CABINA LED OMEGA LIGTH 7 COLORES

- La estimulación energética que produce la luz LED en la piel incrementa la producción del colágeno nuevo en las capas profundas de la piel con lo que se producen efectos rejuvenecedores en este delicado tejido.
- Además de los efectos antiage, promueve la circulación sanguínea local activando el metabolismo, trata el acné, reduce las bacterias nocivas, y acelera asombrosamente la recuperación de la piel en rostro y cuerpo.
- Esta cabina incluye Leds de 7 colores correspondientes a diferentes longitudes de onda.
- Antes de incorporar un dispositivo, sugerimos tener una rutina facial previamente indicada por un Dermatólogo. Además, tené en cuenta que los resultados de los dispositivos, pueden variar de una persona a otra, requieren de constancia y son complemento de una rutina establecida.

IMPORTANTE: Leer debajo de esta publicación, descripción del producto, advertencias y otros previo a realizar la compra. El color puede variar al de la imagen.

Dispositivo que utiliza luz LED para realizar diferentes tratamientos en la piel. La irradiación de 420nm-640nm con varias longitudes de onda específicas (correspondiente a un color diferente), permite seleccionar sus funciones de acuerdo al resultado buscado.

COLORES

- **Luz Roja:** (640nm.) Penetra en la profundidad de la piel, activa la regeneración de las células, facilita la recuperación de heridas y activa el metabolismo, facilitando la síntesis de colágeno.
- **Luz Azul:** (423nm.) Tratamiento ideal para acné y rosácea, previene infecciones y descongestiona la dermis.
- **Luz Verde:** (532 nm.) Penetra en la profundidad de la piel, reduce cicatrices e imperfecciones.
- **Luz Amarilla:** (583nm.) Blanqueadora. Atenúa manchas y disminuye la hiperpigmentación.
- Luz Violeta:** Esta luz combina los beneficios de la luz roja y la azul con un efecto cicatrizante y calmante. Especialmente indicada para reducir las marcas de acné.
- **Luz cianina:** Combina luz blanca y azul. Mejora el metabolismo de la piel y otorga luminosidad.
- **Luz Blanca:** Atenúa las líneas de expresión más profundas, tensa y reafirma la piel.

MODO DE USO

1. Conecte el equipo al transformador en 12v y este a la red eléctrica.
2. Con la piel limpia y seca coloque el equipo sobre la zona a tratar.
3. Coloque los lentes de protección en el paciente
4. Encienda el equipo con la tecla ON/OFF y con ENFRIAR encienda el ventilador.
5. Seleccione el color deseado para el tratamiento (ver imagen) y modere el tiempo con las teclas (aumentar o disminuir tiempo)
6. El tratamiento finaliza automáticamente al concluir el tiempo programado.
7. Finalice el tratamiento colocando protector solar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje: AC 100-240V
Tecnología: PDT LED
Potencia: 100-220W 50Hz
Entrada: cc 12V 2º
Color: 7 colores
Tiempo de trabajo: 5-60 min
Peso de la máquina: 2105g
Tamaño de la máquina:
315mm x 230mm x
475mm



*Pulse la tecla YELLOW para visualizar los demás colores y seleccionar el tratamiento deseado.

